

# MAXIZAINO

## Zaino professionale di soccorso



Zaino professionale capiente e strutturato in modo tale da contenere tutto l'occorrente per le procedure ALS.

Dotazione		Caratteristiche specifiche	
BG02007A	PRO B-LIFE - PALL. PVC AD.C/VALV.SOVR. R-VALVE	Duplice possibilità di trasporto grazie agli spallacci imbottiti e alla maniglia di trasporto	
BS04011D	BURN S - COMPRESSA STERILE ANTIUST.10X10 cm	Spallacci regolabili e staccabili dotati di fascia trasversale regolabile per offrire maggiore stabilità durante il trasporto	
BS04021D	BURN S - COMPRESSA STERILE ANTIUST. 20X20 cm	Alta visibilità grazie alle bande rifrangenti	
CB03030A	PHARMA TANK 1 - PORTAF.SEMIRIGIDO 56 FIALE	2 capienti tasche frontali con chiusura a zip	
DG00150A	YANKAUER - CANNULA RIGIDA STERILE	Compartimento semirigido interno staccabile caratterizzato da chiusura a zip e tasca con chiusura a strap	
DG00212C	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 12	Nel corpo principale dello zaino sono presenti:	
DG00603A	UNIVERSAL - FORBICI BOTTONUTE MANICO NERO	- due tasche laterali con chiusura a zip	
DG01411C	DGX 411 - SFIGMO.ANER. 2 TUBI C/BRACC.AD.ARAN.	- una tasca con chiusura a zip ricavata nel lato interno della patta anteriore e, sullo stesso lato, una tasca con chiusura a strap	
DG02110B	DGX 110 - FONENDOSCOPIO BASE NERO (LXF)	- cinturini regolabili per il fissaggio di una bombola di capacità fino a 2l	
DG08062D	DGX 062 - PEN LIGHT BLU PLASTICA S/BATTERIE	- fasce strap per il fissaggio di eventuali sacche interne	
DG80005A	IME KIT INTUBAZIONE COMPLETO		
FG00605A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI ADULTO 268 mm.		
FG00607A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI PEDIATRICA 200 mm.		
FG03308B	GMX 308 - PINZA CHIRURGICA 140 mm		
FG08810A	EXELL - CUNEO APRIBOCCA IN SILICONE		
GM00363G	GMX 363-PINZA EMOST. KLEMMER RETTA 163 mm		
GM02215K	T-PLASTER – ROCCH. CEROTTO TELA 1,25cm x 5m	<b>Dati tecnici</b>	
GM02225K	T-PLASTER – ROCCH. CEROTTO TELA 2,5 cm x 5 m	Dimensioni	500x420x220 mm
GM02250K	T-PLASTER - ROCCHETTO CEROTTO TELA 5 cm x 5 m	Dimensioni comparto staccabile	395x140x200 mm
GM02405K	G-BANDAGE - BENDA DI GARZA 5 cm x 5 m	Peso zaino vuoto	3,19 kg
GM02407K	G-BANDAGE - BENDA DI GARZA 7 cm x 5 m	<b>Dati tecnici aspiratore</b>	
GM02410K	G-BANDAGE - BENDA DI GARZA 10 cm x 5 m	Aspirazione flusso libero	32l/min
GM03050K	GMX05 - SIRINGA STERILE MONOUSO 5 ml	Range vuoto	Da 50 a 550 mmHg
GM03100K	GMX10 - SIRINGA STERILE MONOUSO 10 ml	Grado IP	IP12
GM04020K	SSP - CEROTTI STRIP CONF.40PZ. MIS. 7,2X1,9 cm	Peso	1,6 kg
GM04250K	GMX 003 - DISINFETTANTE 250 ml		
GM04300K	GMX 300 - ACQUA OSSIGENATA 10 VOL 250 ml		
IF00100C	TIV - LACCIO EMOSTATICO AUTOMATICO	<b>DM marcati CE in conformità alla dir. 93/42/CE</b>	
IF00421A	SPENCER ICE PACK - GHIACCIO IST.TNT CONF.25PZ	<b>MAXIZAINO - ZAINO PROFESSIONALE COMPLETO ALS</b>	
RM10310A	GUEDEL - KIT CANNULE 6 MISURE C/BOX	<b>CB04023A</b>	
RM10880A	CUFFED MASK MIS.0 MASCHERA PVC AIR CUSHION		
RM10893A	CUFFED MASK MIS.4 PVC COL.COD. S/ VALV		
RM30300A	COLLIN - TIRALINGUA IN ACCIAIO INOX		
SC75011E	BORSA PER JET COMPACT		
SC75100D	JET COMPACT 300 D		
ST00630A	HT - TELO ISOT.ADULTO 220X160 cm C/LOGO		
TA09020A	FLEX MASK - MASCH. C/BOX PVC ARANCIO		

Rev.0 (13/05/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)