


## BOA BAG

### Bolsa blanda flotante



Bolsa para alojar los dispositivos de primeros auxilios especialmente adecuada para su uso en ambientes que incluyen rescate acuático.

#### Características específicas

- Doble posibilidad de transporte gracias a las manijas y a la correa para el hombro
- Tejido en PVC para limitar la infiltración de líquidos y facilitar la limpieza
- Abertura superior con cierre de cremallera
- Alta visibilidad gracias a las bandas reflectantes
- Estructura acolchada y generosas dimensiones para aumentar la flotabilidad
- Compartimento interno semi-rígido extraíble recubierto de PVC en el exterior, acolchado en el interior y con separadores con posición ajustable gracias a la fijación strap
- Pasadores elásticos en la solapa superior para el alojamiento de ampollas y accesorios

#### Detalles técnicos

Dimensiones	460x310x300 ± 10 mm
Dimensiones compartim. desmontable	380x200x210 ± 10 mm
Dimensiones abertura superior	320x230 mm
Peso	1,95 ± 0,03 kg
Materiales	PVC, Nylon

BOA BAG - BOLSA BLANDA FLOTANTE

CB04026A

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)