


## SUMMIT

### Zaino/borsa multiuso di soccorso



Zaino multiuso caratterizzato da elevato volume e ingombro ridotto. Viene fornito con sacche rimovibili ancorate per mezzo di fasce strap.

#### Caratteristiche specifiche

Scomparto principale caratterizzato da:

- Divisore semirigido staccabile rivestito in PVC con tasche di varie dimensioni e fasce elastiche per l'alloggiamento di accessori
- Tasche a rete sul lato interno anteriore
- 3 sacche di colore differente con lato superiore trasparente per un'immediata visualizzazione del contenuto
- Cinturino regolabile che permette di mantenere lo zaino in posizione aperta quando questo è appeso o indossato

Scomparto secondario con chiusura a zip

Tasca frontale con chiusura a zip

Tasca sul lato dorsale con chiusura a strap

Fondo con rivestimento in PVC per limitare l'accumulo di sporco dovuto a contatti col terreno

Spallacci imbottiti e regolabili con fibbia a sgancio rapido

Tasca frontale trasparente per inserire logo personalizzato

#### Dati tecnici

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Dimensioni                | 470x360x200 ± 30mm |
| Dimensioni tasca per logo | 265x120 ± 30mm     |
| Peso                      | 1,97 ± 0,1 kg      |
| Volume                    | 25 ± 1 L           |
| Materiali                 | Nylon, PVC         |

SUMMIT - ZAINO/BORSA MULTIUSO ARANCIO C/3  
SACCHE  
CB04028A

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)