

MAXIZAINO

Zaino professionale di soccorso



Zaino professionale capiente e strutturato in modo tale da contenere tutto l'occorrente per le procedure ALS.

Caratteristiche specifiche

- Duplice possibilità di trasporto grazie agli spallacci imbottiti e alla maniglia di trasporto
- Spallacci regolabili e staccabili dotati di fascia trasversale regolabile per offrire maggiore stabilità durante il trasporto
- Alta visibilità grazie alle bande rifrangenti
- 2 capienti tasche frontali con chiusura a zip
- Compartimento semirigido interno staccabile caratterizzato da chiusura a zip e tasca con chiusura a strap
- Nel corpo principale dello zaino sono presenti:
 - due tasche laterali con chiusura a zip
 - una tasca con chiusura a zip ricavata nel lato interno della patta anteriore e, sullo stesso lato, una tasca con chiusura a strap
 - cinturini regolabili per il fissaggio di una bombola di capacità fino a 2l
 - fasce strap per il fissaggio di eventuali sacche interne

Dati tecnici

Dimensioni	500x420x220 mm
Dimensioni comparto staccabile	395x140x200 mm
Peso	3,19 kg

MAXIZAINO - ZAINO PROFESSIONALE DI SOCCORSO
CB04040A

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it