

# MAXIZAINO

## Zaino professionale di soccorso



Zaino professionale capiente e strutturato in modo tale da contenere tutto l'occorrente per le procedure ALS.

Dotazione	
BG02007A	PRO B-LIFE - PALL. PVC AD.C/VALV.SOVR. R-VALVE
BS04011D	BURN S - COMPRESSA STERILE ANTIUST.10X10 cm
BS04021D	BURN S - COMPRESSA STERILE ANTIUST. 20X20 cm
DG00150A	YANKAUER - CANNULA RIGIDA STERILE
DG00212C	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 12
DG00601A	UNIVERSAL - FORBICI BOTTONUTE MANICO ARANC.
DG01410C	DGX 411 - SFIGMO.ANER. 2 TUBI C/BRACC.AD.BLU
DG02110B	DGX 110 - FONENDOSCOPIO BASE NERO (LXF)
DG08062D	DGX 062 - PEN LIGHT BLU PLASTICA S/BATTERIE
FG00605A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI ADULTO 268 mm.
FG00607A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI PEDIATRICA 200 mm.
FG03308B	GMX 308 - PINZA CHIRURGICA 140 mm
FG08810A	EXELL - CUNEO APRIBOCCA IN SILICONE
GM00364G	GMX 364-PINZA EMOST. KLEMMER RETTA 188 mm
GM02215K	T-PLASTER – ROCCH. CEROTTO TELA 1,25cm x 5m
GM02225K	T-PLASTER – ROCCH. CEROTTO TELA 2,5 cm x 5 m
GM02250K	T-PLASTER - ROCCHETTO CEROTTO TELA 5 cm x 5 m
GM02405K	G-BANDAGE - BENDA DI GARZA 5 cm x 5 m
GM02407K	G-BANDAGE - BENDA DI GARZA 7 cm x 5 m
GM02410K	G-BANDAGE - BENDA DI GARZA 10 cm x 5 m
GM03050K	GMX05 - SIRINGA STERILE MONOUSO 5 ml
GM03100K	GMX10 - SIRINGA STERILE MONOUSO 10 ml
GM04020K	SSP - CEROTTI STRIP CONF.40PZ. MIS. 7,2X1,9 cm
GM04250K	GMX 003 - DISINFETTANTE 250 ml
GM04300K	GMX 300 - ACQUA OSSIGENATA 10 VOL 250 ml
IF00100C	TIV - LACCIO EMOSTATICO AUTOMATICO
IF00421A	SPENCER ICE PACK - GHIACCIO IST.TNT CONF.25PZ
RM10310A	GUEDEL - KIT CANNULE 6 MISURE C/BOX
RM10889A	CUFFED MASK MIS.0 MASCHERA PVC AIR CUSHION
RM10893A	CUFFED MASK MIS.4 PVC COL.COD. S/ VALV
RM30300A	COLLIN - TIRALINGUA IN ACCIAIO INOX
RV71150B	B-VAC - ASPIRATORE DI SECRETI MANUALE
ST00630A	HT - TELO ISOT.ADULTO 220X160 cm C/LOGO
TA09020A	FLEX MASK - MASCH. C/BOX PVC ARANCIO
TT04020E	SPENCER STICK - BASTONCINO LUM. GIALLO 150mm

### Caratteristiche specifiche

- Duplici possibilità di trasporto grazie agli spallacci imbottiti e alla maniglia di trasporto
- Spallacci regolabili e staccabili dotati di fascia trasversale regolabile per offrire maggiore stabilità durante il trasporto
- Alta visibilità grazie alle bande rifrangenti
- 2 capienti tasche frontali con chiusura a zip
- Compartimento semirigido interno staccabile caratterizzato da chiusura a zip e tasca con chiusura a strap
- Nel corpo principale dello zaino sono presenti:
  - due tasche laterali con chiusura a zip
  - una tasca con chiusura a zip ricavata nel lato interno della patta anteriore e, sullo stesso lato, una tasca con chiusura a strap
  - cinturini regolabili per il fissaggio di una bombola di capacità fino a 2l
  - fasce strap per il fissaggio di eventuali sacche interne

### Dati tecnici

Dimensioni	500x420x220 mm
Dimensioni comparto staccabile	395x140x200 mm
Peso zaino vuoto	3,19 kg

### Dati tecnici aspiratore

Dimensioni aspiratore con vaso	210x170x75 mm
Flusso	> 20 l/min
Vuoto massimo	550 mmHg
Capacità vaso	350 ml
Peso aspiratore con vaso	270 g
Peso catetere adulto	30 g
Dimensioni catetere adulto	Ø16x220 mm
Selettore vuoto	100% o 50%
Efficienza filtrazione virale e batterica	99,99%

DM marcati CE in conformità alla dir. 93/42/CE  
MOD.S032 MAXIZAINO COMPLETO CON B-VAC

**CB04041A**

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)