

STARTER KIT

Kit primo utilizzo ambulanza



Una borsa dotata di maniglie e tracolla, contenente alcuni tra gli accessori indispensabili per il primo soccorso in ambulanza.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne 450x330x340 mm
 Materiale borsa Nylon
 Colore Blu

Dotazione: i dispositivi contenuti all'interno della borsa sono conformi alle Direttive Europee di riferimento, quando applicabili.

| | |
|-------------|---|
| Clip Matrix | Clipboard in EVA e alluminio |
| Gloves | Confezione 100pz guanti in lattice Mis. L |
| Pro Spike | Contenitore monouso per aghi usati |
| GMX401 | Fazzoletto disinfettante |
| ICE PACK | Ghiaccio istantaneo |
| OXYMASK 150 | Maschera ossigenoterapia adulto alta concentrazione con reservoir, latex Free |
| FLEX MASK | Maschera bocca a bocca con valvola monouso unidirezionale, latex Free |
| Roll Up | Coperta in pile 206x136cm con maniglia |
| CB04054K | STARTER KIT KIT PRIMO UTILIZZO AMBULANZA |



COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/it/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (26/06/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it