


BLITZ

Lo zaino del soccorritore



Zaino caratterizzato da spessore ridotto, ideale per l'alloggiamento dei dispositivi utilizzati dagli specialisti del primo soccorso. In questa versione è equipaggiato con dispositivi destinati a pazienti adulti.

Dotazione		Dati tecnici	
BG02007A	PRO B-LIFE - PALL. PVC AD.C/VALV.SOVR. R-VALVE	Dimensioni	480x300x120 ± 20 mm
DG00603A	UNIVERSAL - FORBICI BOTTONUTE	Volume	12 ± 1L
DR10365K	GUANTO IN LATTICE NON STERILE MIS.M	Materiali	Nylon, TPU
GM02101K	S-G - COMPR. GARZA STERILE 10X10cm BUSTA 2 PZ.	Peso vuoto	0,8 ± 0,1 kg
GM02215K	T-PLASTER – ROCCH. CEROTTO TELA 1,25cm x 5m	Peso completo	2,28 ± 0,1 kg
IF00100C	TIV - LACCIO EMOSTATICO AUTOMATICO		
IF00426A	SPENCER ICE PACK - GHIACCIO IST. PE 3PZ		
RM10321A	GUEDEL CANNULA MONOUSO 60MM		
RM10322A	GUEDEL CANNULA MONOUSO 70MM		
RM10323A	GUEDEL CANNULA MONOUSO 80MM		
RM10892A	CUFFED MASK MIS.3 PVC SENZA VALVOLA		
RM10894A	CUFFED MASK MIS.5 PVC SENZA VALVOLA		
RM30700A	MOUNDER - APRIBOCCA ELICOIDALE		
ST00630A	HT – TELO ISOTERMICO ADULTO		

Caratteristiche specifiche	Dispositivi marcati CE in accordo alla dir. 93/42/CE
Duplici possibilità di trasporto grazie agli spallacci imbottiti e alla maniglia	BLITZ - ZAINETTO PRIMO SOCCORSO COMPLETO ADULTO
Spallacci regolabili	CB04080K
Tasca anteriore capiente con chiusura a zip	
Nel corpo principale dello zaino sono presenti:	
- una tasca a rete sul lato anteriore	
- 3 fasce strap regolabili per posizionare gli accessori	
Lo zaino può essere aperto totalmente, garantendo un facile accesso al contenuto	

Rev.1 (14/11/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it