


BLITZ

Lo zaino del soccorritore



Zaino caratterizzato da spessore ridotto, ideale per l'alloggiamento dei dispositivi utilizzati dagli specialisti del primo soccorso.

Caratteristiche specifiche

Duplici possibilità di trasporto grazie agli spallacci imbottiti e alla maniglia

Spallacci regolabili

Tasca anteriore capiente con chiusura a zip

Nel corpo principale dello zaino sono presenti:

- una tasca a rete sul lato anteriore
- 3 fasce strap regolabili per posizionare gli accessori

Lo zaino può essere aperto totalmente, garantendo un facile accesso al contenuto

Dati tecnici

Dimensioni	480x300x120 ± 20 mm
Volume	12 ± 1L
Materiali	Nylon, TPU
Peso	0,8 ± 0,1 kg

BLITZ - ZAINETTO PRIMO SOCCORSO ARANCIO VUOTO
CB04081K

Rev.1 (14/11/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it