

## PHARMA PRO

Portafiale morbido



Portafiale a scomparti separati, ideale contenere e organizzare i medicinali .

### Caratteristiche specifiche

Può contenere 120 fiale

Un comparto principale e uno secondario con chiusura a zip

I porta etichette cuciti sui divisori interni del comparto principale consentono una facile identificazione delle fiale.

L'elastico regolabile permette di alloggiare a piacimento sia fiale piccole che grandi

Maniglia di trasporto

### Dati tecnici

|            |                |
|------------|----------------|
| Dimensioni | 310x170x110 mm |
| Peso       | 580 g          |
| Materiali  | Nylon          |

PHARMA PRO - PORTAFIALE MORBIDO BLU  
CB04092A

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)