

R-AID Trolley

Trolley multiuso



Trolley per emergenza estremamente versatile e robusto. Il sistema di 4 ruote coassiali garantisce elevata resistenza al carico durante il trascinarsi a terra.

Caratteristiche specifiche

Portabilità eccellente grazie al sistema trolley, 2 maniglie e tracolla

1 Comparto principale dotato di cinghie per fissaggio bombola (max 2l), e 2 tasche trasparenti con chiusura a strap.

2 Tasche laterali con chiusura a zip

1 Tasca anteriore trasparente con chiusura a strap

1 Tasca anteriore con chiusura a zip

Zainetto anteriore separabile dotato di spallacci imbottiti

Inseri rifrangenti per maggior visibilità

Fondo rinforzato

Accessori di serie

4 sacche interne R-Series con fissaggio a strap

Dati tecnici

Dimensioni	400x300x570 mm
Peso	3,8 kg
Volume	40 l
Materiali	Nylon, PVC, PE, Al
Portata	30 kg

R-AID TROLLEY - TROLLEY MULTIUSO

ROSSO/NERO C/SACCHE

CB04130B

Rev.3 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it