

## R-AID Trolley

Trolley multiuso



Trolley per emergenza estremamente versatile e robusto. Il sistema di 4 ruote coassiali garantisce elevata resistenza al carico durante il trascinarsi a terra.

### Caratteristiche specifiche

Portabilità eccellente grazie al sistema trolley, 2 maniglie e tracolla

1 Comparto principale dotato di cinghie per fissaggio bombola (max 2l), e 2 tasche trasparenti con chiusura a strap.

2 Tasche laterali con chiusura a zip

1 Tasca anteriore trasparente con chiusura a strap

1 Tasca anteriore con chiusura a zip

Zainetto anteriore separabile dotato di spallacci imbottiti

Inserti rifrangenti per maggior visibilità

Fondo rinforzato

### Accessori opzionali

Sacche R-Series

CB90003A Sacca R1 – Indicata per Intubazione

CB90005A Sacca R2 – Indicata per Ventilazione

CB90002A Sacca R3 – Indicata come portafiale

CB90004A Sacca R4 – Indicata per infusione

### Dati tecnici

Dimensioni	400x300x570 mm
Peso	2,7 kg
Volume	40 l
Materiali	Nylon, PVC, PE, Al
Portata	30 kg

R-AID TROLLEY - TROLLEY MULTIUSO  
ROSSO/NERO S/SACCHE  
**CB04132B**

Rev.1 (30/10/2014)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)