

R-AID Trolley

Trolley multiuso



Trolley per emergenza estremamente versatile e robusto. Il sistema di 4 ruote coassiali garantisce elevata resistenza al carico durante il trascinarsi a terra.

Caratteristiche specifiche

Portabilità eccellente grazie al sistema trolley, 2 maniglie e tracolla

1 Comparto principale dotato di cinghie per fissaggio bombola (max 2l), e 2 tasche trasparenti con chiusura a strap.

2 Tasche laterali con chiusura a zip

1 Tasca anteriore trasparente con chiusura a strap

1 Tasca anteriore con chiusura a zip

Zainetto anteriore separabile dotato di spallacci imbottiti

Inseri rifrangenti per maggior visibilità

Fondo rinforzato

Dati tecnici

Dimensioni	400x300x570 mm
Peso	2,7 kg
Volume	40 l
Materiali	Nylon, PVC, PE, Al
Portata	30 kg

R-AID TROLLEY - TROLLEY MULTIUSO
ROSSO/NERO S/SACCHE
CB04132B

Accessori opzionali

Sacche R-Series

CB90003A	Sacca R1 – Indicata per Intubazione
CB90005A	Sacca R2 – Indicata per Ventilazione
CB90002A	Sacca R3 – Indicata come portafiale
CB90004A	Sacca R4 – Indicata per infusione

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it