

## R-AID Trolley PRO

Mochila multiusos con trolley



Mochila -Trolley para emergencia extremadamente versátil y robusto. Se caracteriza por las dos ruedas grandes fabricadas para soportar la carga de manera eficaz, y por la posibilidad de ser transportado en cuatro maneras distintas gracias a los mangos de transporte, la bandolera, el sistema trolley y los tirantes.

### Características específicas

Optima portabilidad
Tejido de PVC no absorbente
4 bolsillos externos con cierre con cremallera
1 bolsillo en el interior con cierre a cremallera
Cuerpo central acolchado para ofrecer la máxima protección al contenido
Bandas de velcro para fijar otras bolsas
Cinchas para atar la bombona de oxígeno
Estructura trolley en aluminio
Tirantes regulables acolchados
Cinturón lumbar para distribuir mejor el peso
Respaldo acolchado para asegurar más comodidad
Bandas reflectantes para una mejor visibilidad

### Datos técnicos

Dimensiones	420x380x620 mm
Peso	3,3 kg
Volumen	51 l
Materiales	PVC, Al, Nylon
Capacidad	30 kg

### Accesorios opcionales

Bolsas M-Series	
CB00406A	bolsa M1 – Indicada para intubación adulto
CB00402A	bolsa M2 – Indicada para Intubación ped.
CB00403A	bolsa M3 – Indicada como ampulario
CB00405A	bolsa M4 – Indicada para ventilación
CB00404A	bolsa M5 – Indicada para infusión

R-AID TROLLEY PRO - TROLLEY ROJO EN PVC

**CB04170B**

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)