

## R-AID Trolley PRO

Sac à dos avec roulettes en PVC



Sac avec système de roulettes extrêmement versatile et robuste pouvant être ainsi utilisé pour un portage à dos. Le système de 4 roues positionnées sur le même axe garantit une haute résistance de portage durant les opérations de trainement au sol. Il assure la facilité de transport même grâce aux poignées et aux bretelles.

### Caractéristiques

Léger et faible encombrement
Fabriqué en PVC non absorbant
4 poches externes avec fermeture éclair
1 poche transparente avec fermeture éclair sur la partie interne
Compartiment rembourré qui offre une protection optimale au contenu
Sangles pour fixer les sacs externes
1 compartiment principale équipé de sangles pour fixer la bouteille oxygène (maxi 2L)
Structure en aluminium du trolley
Bandoulières de portage à dos rembourrées et ceinture lombaire avec boucle à déverrouillage rapide pour améliorer la distribution du poids sur la zone lombaire.
Bande retro-réfléchissante pour une haute visibilité
Bâche renforcée

### Équipement de base

#### M-Series Poches

CB00406A	M1 bag – INDIQUÉE POUR L'INTUBATION ADULTE
CB00402A	M2 bag - INDIQUÉE POUR L'INTUBATION PÉDIATRIQUE
CB00403A	M3 bag – INDIQUÉE POUR MÉDICAMENTS
CB00405A	M4 bag – INDIQUÉE POUR LA VENTILATION
CB00404A	M5 bag – INDIQUÉE POUR LES PERFUSIONS

### Données techniques

Dimensions	420x380x620 mm
Poids <sup>(Sans poches)</sup>	3,3 kg
Volume	51 l
Matériaux	PVC, Al, Nylon
Capacité de charge	30 kg

R-AID TROLLEY PRO TROLLEY ROUGE/NOIR EN PVC AVEC POCHE

**CB04171B**

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)