

## R-AID Trolley PRO

### Zaino multiuso con trolley



Trolley zainabile per emergenza estremamente versatile e robusto. E' caratterizzato da ruote robuste per sostenere al meglio il carico e dalla possibilità di essere trasportato in 4 modi differenti grazie alle maniglie di trasporto, tracolla, sistema trolley e spallacci.

#### Caratteristiche specifiche

- Portabilità senza compromessi
- Tessuto in PVC non assorbente
- 4 tasche esterne con chiusura a zip
- 1 tasca interna trasparente con chiusura a zip
- Vano principale imbottito per offrire massima protezione al contenuto
- Fasce in strap per il fissaggio di sacche accessorie
- Cinghie per fissaggio bombola
- Struttura trolley in alluminio
- Spallacci regolabili imbottiti
- Cintura lombare distribuire meglio il carico sull'operatore
- Schienale imbottito per garantire maggior comfort
- Inseri rifrangenti aumentano la visibilità

#### Accessori di serie

Sacche M-Series

CB00406A	Sacca M1 – Indicata per Intubazione adulto
CB00402A	Sacca M2 – Indicata per Intubazione ped.
CB00403A	Sacca M3 – Indicata come portafiale
CB00405A	Sacca M4 – Indicata per ventilazione
CB00404A	Sacca M5 – Indicata per infusione

#### Dati tecnici

Dimensioni	420x380x620 mm
Peso <sup>(senza accessori di serie)</sup>	3,3 kg
Volume	51 l
Materiali	PVC, Al, Nylon
Portata	30 kg

R-AID TROLLEY PRO - TROLLEY ROSSO IN PVC C/SACCHE  
**CB04171B**

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)