

R-AID Trolley PRO

Sac à dos avec roulettes



Sac avec système de roulettes extrêmement versatile et robuste pouvant être ainsi utilisé pour un portage à dos. Le système de 4 roues positionnées sur le même axe garantit une haute résistance de portage durant les opérations de trainement au sol.

Caractéristiques spécifiques

Extrême versatilité grâce au système de roulettes, aux deux poignées et à la bandoulière

1 compartiment principale équipé de sangles pour fixer la bouteille d'oxygène (maxi 2L) et cloisons amovibles permettant de créer 9 compartiments.

1 poche transparente avec fermeture éclair sur la partie interne

2 poches latérales avec fermeture éclair dont:

- 1 équipée de poche intérieure avec fermeture éclair

- 1 équipée de poche amovible transparente avec fermeture éclair avec système velcro.

1 poche antérieure transparente avec fermeture sur système velcro

1 poche antérieure avec fermeture éclair

1 poche supérieure avec fermeture éclair et poignée de portage

Bandoulières de portage à dos rembourrées et ceinture lombaire avec boucle à déverrouillage rapide pour améliorer la distribution du poids sur la zone lombaire.

Bande retro-réfléchissantes pour une haute visibilité

Bâche renforcée

Accessoires optionnels

Pochettes internes M-Series avec fixation par système velcro

Données techniques

Dimensions	620x350x410 ± 10 mm
Dimensions sac PVC	360x160 mm
Poids	3 ± 0,2 kg
Volume ¹	48 ± 0,5 l
Longueur bandoulière	De 70 à 130 cm
Extension poignée de portage sur roulettes	43 cm
Matériaux	Nylon, PVC, Al

¹ Volume compartiment principale 32 l

R-AID TROLLEY PRO - TROLLEY ROUGE/NOIR EN CORDURA
CB04180B

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it