

R-AID PRO

Zaino multiuso



Zaino multiuso per emergenza estremamente versatile e robusto. E' caratterizzato da una struttura portante che è integrata ai punti di presa per dare maggiore resistenza e per sostenere al meglio il carico.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in Cordura

Struttura portante integrata ai punti di presa, con una parte interna in lega leggera e polietilene rigido

Rinforzo sul fondo in TPU

2 tasche esterne con chiusura a cerniera

1 sacca superiore amovibile con cerniera dotata di anelli elastici per file e tasche elastiche.

1 zainetto frontale rimovibile tramite cerniera dotato al suo interno di vari strap e anelli elastici, due spallacci e tasca anteriore trasparente.

Vano principale imbottito per offrire massima protezione al contenuto e permette di alloggiare un sistema di sacche porta oggetti

Fasce in strap per il fissaggio di sacche accessorie

Cinghie per fissaggio bombola da 2 lt

Impugnature ergonomiche con sistema di fissaggio per la sospensione e punto di presa superiore regolabile

Spallacci imbottiti regolabili anche in altezza per adattarsi ad ogni operatore

Appoggio lombare imbottito e integra la copertura per la parte degli spallacci per proteggerla da sporco e lesioni

Schienale anatomico con regolazione imbottito per garantire maggior comfort

Inseri rifrangenti aumentano la visibilità

Asola adibita al sollevamento, che garantisce il mantenimento del baricentro oltre che il sollevamento in relazione alla portata del prodotto

Dotazione di serie

5 sacche interne M series

Dati tecnici

Dimensioni 600x420x300 ± 30 mm

Peso (con sacche) 5 ± 0,2 kg

Peso (senza sacche) 3,2 ± 0,2 kg

Volume 45 l

Materiali Cordura, Al, Nylon, PE, TPU, Poliesteri

Portata 30 kg

R-AID PRO - ZAINO MULTIUSO ROSSO/NERO C/5 SACCHE
CB04500A

Rev.5 (28/10/2022)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it