

R-AID PRO

Zaino multiuso



Zaino multiuso per emergenza estremamente versatile e robusto. E' caratterizzato da una struttura portante che è integrata ai punti di presa per dare maggiore resistenza e per sostenere al meglio il carico.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in Cordura
Struttura portante integrata ai punti di presa, con una parte interna in lega leggera e polietilene rigido
Rinforzo sul fondo in TPU
2 tasche esterne con chiusura a cerniera
1 sacca superiore amovibile con cerniera dotata di anelli elastici per file e tasche elastiche.
1 zainetto frontale rimovibile tramite cerniera dotato al suo interno di vari strap e anelli elastici, due spallacci e tasca anteriore trasparente.
Vano principale imbottito per offrire massima protezione al contenuto e permette di alloggiare un sistema di sacche porta oggetti
Fasce in strap per il fissaggio di sacche accessorie
Cinghie per fissaggio bombola da 2 lt
Impugnature ergonomiche con sistema di fissaggio per la sospensione e punto di presa superiore regolabile
Spallacci imbottiti regolabili anche in altezza per adattarsi ad ogni operatore
Appoggio lombare imbottito e integra la copertura per la parte degli spallacci per proteggerla da sporco e lesioni
Schienale anatomico con regolazione imbottito per garantire maggior comfort
Inseri rifrangenti aumentano la visibilità ed etichettatura di sicurezza

Accessori di serie

CB00406A	Sacca M1 – Indicata per Intubazione adulto
CB00402A	Sacca M2 – Indicata per Intubazione ped.
CB00403A	Sacca M3 – Indicata come portafiale
CB00405A	Sacca M4 – Indicata per ventilazione
CB00404A	Sacca M5 – Indicata per infusione
OX20102A	Oxymask 100 – Masch. conc. variabile adulto
OX20120A	Oxymask 50 – Masch. media conc. adulto
BG03035A	B-LIFE – Pall Sil Ped C/Sovr Reservoir R-Valve
BG03029A	B-LIFE – Pall Sil Adu C/Sovr Reservoir R-Valve
DG02110B	DGX 110 Fonendoscopio base nero
DG09115E	DGX 911 Glucometro con pungidito
DG06007A	Sistema 3 – sfigmomanometro multibracciale
RM10311A	Guedel – Kit cannule 8 misure in box
PO00111C	TEXAS 111 Pulsiossimetro sens. integrato
BG05005C	BGX 05 Sist. Respir man mono uso ped. 0,5L

Accessori di serie

FG08810A	Exell – Cuneo apribocca in silicone
DR30500A	Protex – Visiera integrale in policarbonato
DG03100A	L-Handle manico laringo luce tradizionale ad.
DG05001A	C-BLADE – Lama Macintosh mis. 1
DG05002A	C-BLADE – Lama Macintosh mis. 2
DG05003A	C-BLADE – Lama Macintosh mis. 3
DG80545K	C-F Tubo endotrach. sterile cuffiato mis. 4,5
DG80550K	C-F Tubo endotrach. sterile cuffiato mis. 5
DG80560K	C-F Tubo endotrach. sterile cuffiato mis. 6
DG80565K	C-F Tubo endotrach. sterile cuffiato mis. 6,5
DG80570K	C-F Tubo endotrach. sterile cuffiato mis. 7
DG80575K	C-F Tubo endotrach. sterile cuffiato mis. 7,5
DG80580K	C-F Tubo endotrach. sterile cuffiato mis. 8
DG80585K	C-F Tubo endotrach. sterile cuffiato mis. 8,5
DG80590K	C-F Tubo endotrach. sterile cuffiato mis. 9
DG80531K	C-F Tubo endotrach. sterile non cuffiato mis. 3
DG80536K	C-F Tubo endotrach. sterile non cuffiato mis. 3,5
DG80541K	C-F Tubo endotrach. sterile non cuffiato mis. 4
FG00605A	Magill – Pinza guida tubi adulto 268mm
FG00607A	Magill – Pinza guida tubi pediatrico 200mm
DG50300C	DGX 30 - Mandrino def. Adulto
DG50301C	DGX 31 - Mandrino def. Pediatrico
DG00212C	DGX 50 – Catetere aspir. CH/FG 12
DG00214C	DGX 50 – Catetere aspir. CH/FG 14
DG00216C	DGX 50 – Catetere aspir. CH/FG 16
DG00218C	DGX 50 – Catetere aspir. CH/FG 18

Dati tecnici

Dimensioni	600x420x300 ± 30 mm
Peso zaino vuoto (senza accessori di serie)	3,2 ± 0,2 kg
Volume	45 l
Materiali	Cordura, Al, Nylon, PE, TPU, Poliestere
Portata	30 kg

R-AID PRO - ZAINO ROSSO/NERO C/5 SACCHE COMPLETO
CB04505A

Rev.3 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it