

## R-AID PRO

### Zaino multiuso



Zaino multiuso per emergenza estremamente versatile e robusto. E' caratterizzato da una struttura portante che è integrata ai punti di presa per dare maggiore resistenza e per sostenere al meglio il carico.

#### Caratteristiche specifiche

Tessuto in Cordura

Struttura portante integrata ai punti di presa, con una parte interna in lega leggera e polietilene rigido

Rinforzo sul fondo in TPU

2 tasche esterne con chiusura a cerniera

1 sacca superiore amovibile con cerniera dotata di anelli elastici per file e tasche elastiche.

1 zainetto frontale rimovibile tramite cerniera dotato al suo interno di vari strap e anelli elastici, due spallacci e tasca anteriore trasparente.

Vano principale imbottito per offrire massima protezione al contenuto e permette di alloggiare un sistema di sacche porta oggetti

Fasce in strap per il fissaggio di sacche accessorie

Cinghie per fissaggio bombola da 2 lt

Impugnatura ergonomica con sistema di fissaggio per la sospensione e punto di presa superiore regolabile

Spallacci imbottiti regolabili anche in altezza per adattarsi ad ogni operatore

Appoggio lombare imbottito e integra la copertura per la parte degli spallacci per proteggerla da sporco e lesioni

Schienale anatomico con regolazione imbottito per garantire maggior comfort

Inserti rifrangenti aumentano la visibilità ed etichettatura di sicurezza

Inserti rifrangenti aumentano la visibilità ed etichettatura di sicurezza

#### Dati tecnici

Dimensioni 600x420x300 ± 30 mm

Peso 3,2 ± 0,2 kg

Volume 45 l

Materiali Cordura, Al, Nylon, PE, TPU, Poliestere

Portata 30 kg

R-AID PRO - ZAINO MULTIUSO ROSSO/NERO VUOTO  
CB04550A

Rev.2 (14/11/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)