

## R-AID PRO

### Plecak ratowniczy, wielofunkcyjny



Niezwykle wytrzymały i uniwersalny, wielofunkcyjny plecak ratowniczy. Jego cechą charakterystyczną jest zintegrowanie punktów mocowania ze strukturą plecaka, dające dodatkowe wzmocnienie i lepsze rozłożenie ciężaru.

#### Cechy charakterystyczne

Wykonany z Cordury

Punkty mocujące zintegrowane ze strukturami podtrzymującymi, w części wewnętrznej wykonane z metalu i utwardzonego PE.

Wzmocnienie dna TPE

2 kieszenie zewnętrzne z zamkami błyskawicznymi

1 odłączalna kieszeń górna, zamykana na zamek błyskawiczny, wyposażona w elastyczne pierścienie i kieszonki wewnętrzne

1 odłączalna kieszeń przednia, mocowana zamkiem błyskawicznym, z wieloma paskami i pierścieniami elastycznymi, dwoma paskami na ramię i przezroczystą kieszonką frontową.

Wyściełany przedział główny zapewnia maksymalną ochronę przeniesionego sprzętu i pozwala na umieszczanie dodatkowego zestawu toreb.

Paski mocujące do dodatkowych kieszeni i toreb.

Paski mocujące do butli tlenowej 2 L.

Ergonomiczny uchwyt z pętlą do powieszenia zestawu i regulowaną długością.

Wyściełane pasy nośne, z regulowaną wysokością mocowania dla lepszego indywidualnego dostosowania.

Wyściełane podparcie biodrowe z zabezpieczeniem dla pasów nośnych, w celu uniknięcia ich uszkodzenia lub zabrudzenia.

Anatomiczna, wyściełana ściana tylna dla zapewnienia maksymalnego komfortu.

Wstawki odblaskowe zwiększające widzialność plecaka.

#### Technical data

Wymiary 600x420x300 ± 30 mm

Waga 3,2 ± 0,2 kg

Pojemność 45 l

Materiały Cordura, Al, Nylon, PE, TPU, Polyester

Nośność 30 kg

R-AID PRO - MULTIP. BACKPACK RED/BLACK EMPTY  
CB04550A

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)