

KDX 1

Valise de réanimation



Valise rigide en ABS, étanche, résistante aux chocs, équipée d'un poignée de portage. A l'intérieur plusieurs dispositifs pour la réanimation complètement le kit pour une intervention professionnelle.

Caractéristiques spécifiques

Système de fermeture avec deux loquets
Valve de pressurisation manuelle
Structure extrêmement solide e
Une garniture de protection évite aux liquides et au sable de rentrer à l'intérieure de la valise
L'intérieur est rembourré pour protéger aux mieux les dispositifs médicaux
Possibilité d'insérer des supports métalliques et de rangement d'une bouteille oxygène

Equipement

BG07010B	Insufflateur manuel réutilisable double enveloppe avec réserve d'oxygène et masque T5
OX20104A	Masque oxygénothérapie adulte haute concentration
PR00316B	Détendeur débitre 0-15 l/min NF
RM10323A	Canule de Gudele 80 mm
RM10327A	Canule de Gudele 80 mm 100 mm
RM20510B	Masque réutilisable pour insufflateur T3
ST00630A	Couverture isothermique adulte 220X160 cm

Données techniques

Dimensions extérieures	405x515x200 ± 5 mm
Poids à vide	3,6 ± 0,1 kg
Type de débitre	AFNOR
Pression en entrée	Max 200 bar
Pression en sortie	3,5 – 4 BAR
Débit	Réglable de da 0 à 15 l/min
Sortie débitre	Porte caoutchouc ø 6mm

DM marqué CE selon la directive .93/42/CEE

MOD.S022 KDX1 COMPLETE SANS
BOUTEILLE OXYGNE

CB06032C



Rev.1 (15/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it