

KDX 1

Valigia di rianimazione



Valigia rigida imbottita, corredata dei dispositivi primari per le procedure di ventilazione manuale.

Caratteristiche specifiche

Sistema di chiusura a sgancio rapido
Valvola di pressurizzazione manuale
Struttura estremamente robusta
Guarnizione per offrire protezione dall'ingresso di fluidi o sporco
Imbottiture interne per offrire la massima protezione al contenuto
Predisposizione per l'inserimento di supporti metallici

Dati tecnici

Dimensioni esterne	405x515x200 ± 5 mm
Peso valigia vuota	3,6 ± 0,1 kg
Connessione riduttore	AFNOR
Pressione in ingresso	Max 200 bar
Pressione in uscita	3,5 – 4 BAR
Flusso in uscita	Regolabile da 0 a 15 l/min
Uscita flussimetro	Portagomma Ø 6mm

Dotazione

BG07010B	B-BAG - PALL.AD. DOPPIA SACCA C/SOVR. RES. MASCH.
OX20104A	OXYMASK 150-MASCH. ALTA CONC. ADULTO C/RESER
PR00316B	RID.PRES.SCATTI 15 l/m NF C/COPRIM.PORT.Ø6mm
RM10323A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 80 mm
RM10327A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 100 mm
RM20510B	ECO B-LIFE - MASCHERA FACCIALE IN GOMMA MIS.3
ST00630A	HT - TELO ISOTERMICO ADULTO 220X160 cm

DM marcato CE in conformità alla dir.93/42/CEE

MOD.S022 KDX1 COMPLETA
S/BOMBOLA
CB06032C



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it