

# KDX 1

## Valise de réanimation



Valise rigide en ABS, étanche, résistante aux chocs, équipée d'un poignée de portage. A l'intérieur plusieurs dispositifs pour la réanimation complètement le kit pour une intervention professionnelle.

### Caractéristiques spécifiques

|   |
|---|
| Système de fermeture avec deux loquets  |
| Valve de pressurisation manuelle  |
| Structure extrêmement solide  |
| Une garniture de protection évite aux liquides et au sable de rentrer à l'intérieure de la valise |
| L'intérieur est rembourré pour protéger aux mieux les dispositifs médicaux                        |

### Données techniques

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Dimensions extérieures | 405x515x200 ± 5 mm          |
| Poids à vide           | 3,6 ± 0,1 kg                |
| Poids complete         | 8,6 ± 0,3 kg                |
| Type de débitlire      | AFNOR                       |
| Pression en entrée     | Max 200 bar                 |
| Pression en sortie     | 3,5 – 4 BAR                 |
| Débit                  | Réglable de da 0 à 15 l/min |
| Sortie débitlire       | Porte caoutchouc ø 6mm      |

### Equipement

|          |   |
|----------|---|
| OX10023E | Bouteille oxygene 2 litres  |
| BG07010B | Insufflateur manuel réutilisable double enveloppe avec réserve d'oxygène et masque T5 |
| OX20104A | Masque oxygénothérapie adulte haute concentration                                     |
| PR00316B | Détendeur débitlire 0-15 l/min NF   |
| RM10323A | Canule de Gudele 80 mm  |
| RM10327A | Canule de Gudele 100 mm   |
| RM20510B | Masque réutilisable pour insufflateur T3  |
| ST00630A | Couverture isothermique adulte 220X160 cm   |

DM marqué CE selon la directive .93/42/CEE

MOD.S022 KDX1 COMPLETE

CB06038C



Rev.1 (15/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)