

KDX 1

Maletín de reanimación



Maletín rígido para la acomodación y el transporte de los dispositivos utilizados generalmente en los procedimientos de reanimación.

Características específicas

| |
|---|
| Sistema de cierre con desenganche rápido |
| Válvula de presurización manual |
| Estructura xtremadamente robusta |
| Juntura para proporcionar una protección contra la penetración de líquidos o suciedad |
| Mullido interior para una protección máxima del contenido |
| Gracias a las muescas en el acolchado principal, el usuario puede personalizar los alojamientos para satisfacer sus necesidades |
| Predisposición para la inserción de soportes metálicos |

Detalles técnicos

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensiones externas | 405x515x200 ± 5 mm |
| Dimensiones internas | 355x475x180 ± 5 mm |
| Materiales | PP, PE |
| Peso sin mullido | 3,6 ± 0,1 kg |
| Peso con el mullido | 4 ± 0,1 kg |

KDX 1 VACÍO - MALETÍN DE
REANIMACIÓN
CB06045C

Rev.3 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it