

KDX 1

Valigia di rianimazione



Valigia rigida per l'alloggiamento e il trasporto dei dispositivi generalmente impiegati nelle procedure di rianimazione.

Caratteristiche specifiche

| |
|---|
| Sistema di chiusura a sgancio rapido |
| Valvola di pressurizzazione manuale |
| Struttura estremamente robusta |
| Guarnizione per offrire protezione dall'ingresso di fluidi o sporco |
| Imbottiture interne per offrire la massima protezione al contenuto |
| Grazie agli intagli presenti nell'imbottitura principale, l'utilizzatore può personalizzare gli alloggiamenti in base alle proprie esigenze |
| Predisposizione per l'inserimento di supporti metallici |

Dati tecnici

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni esterne | 405x515x200 ± 5 mm |
| Dimensioni interne | 355x475x180 ± 5 mm |
| Materiali | PP, PE |
| Peso senza imbottitura | 3,6 ± 0,1 kg |
| Peso con imbottitura | 4 ± 0,1 kg |

KDX 1 - VALIGIA RIANIM. GIALLA
 VUOTA
 CB06045C

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it