

KDX 1

Valise de réanimation



Valise rigide en ABS, étanche, résistante aux chocs, équipée d'un poignée de portage. A l'intérieur plusieurs dispositifs pour la réanimation complètement le kit pour une intervention professionnelle.

Caractéristiques spécifiques

Système de fermeture avec deux loquets
 Valve de pressurisation manuelle
 Structure extrêmement solide e
 Une garniture de protection évite aux liquides et au sable de rentrer à l'intérieure de la valise
 L'intérieur est rembourré pour protéger aux mieux les dispositifs médicaux
 Possibilité d'insérer des supports métalliques et de rangement d'une bouteille oxygène

Données techniques

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensions extérieures | 405x515x200 ± 5 mm |
| Poids à vide | 3,6 ± 0,1 kg |

Equipement

| | |
|----------|---|
| BG03027A | B-LIFE AD. INSUFFL. AVEC R-VALVE RES. ET MASQUE T5 |
| BG01003B | B-LIFE - CORPS INSUFFLATEUR ADULTE A/R-VALVE |
| BG03091A | RESERVOIR B-LIFE SILICONE ADULTE/ENFANT (MOD.H) |
| EV50011C | EVX 11 AD, AUTOCLAVABLE-VALVE NON-REBREATHING |
| RM20405B | B-LIFE TAILLE 5 - MASQUES FACIAUX EN SILICONE |
| BG03033B | B-LIFE ENF.INSUFFL. SIL. AVEC R-VALVE RES.MASQUE T3 |
| BG01004B | B-LIFE - CORPS INSUFFLATEUR PÉDIATRIQUE A/R-VALVE |
| BG03091A | RESERVOIR B-LIFE SILICONE ADULTE/ENFANT (MOD.H) |
| EV50007C | EVX 07 VALVE ANTI-RET. AUTOCL.PED/NOUR 40cmH2O |
| RM20510B | ECO B-LIFE TAILLE 3 - MASQUES FAC. |
| RM10302A | GUEDEL CANULE USAGE UNIQUE 70mm |
| RM10303A | GUEDEL CANULE USAGE UNIQUE 80mm |
| RM10304A | GUEDEL CANULE USAGE UNIQUE 90mm |
| RM10306A | GUEDEL CANULE USAGE UNIQUE 110mm |
| RM10307A | GUEDEL CANULE USAGE UNIQUE 100mm |
| RM20501B | ECO B-LIFE TAILLE 4 - MASQUES FAC. |

DM marqué CE selon la directive 93/42/CEE

MOD.I009 KDX 1 VALISE DE REANIMATION COMPLETE SANS BOUTEILLE O2
CB06060



Rev.1 (15/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it