

PRO KDX

Valigia di rianimazione a tenuta stagna



Valigia rigida dotata dei dispositivi generalmente utilizzati nelle procedure di rianimazione.

Caratteristiche specifiche

Sistema di chiusura rapida
Valvola di pressurizzazione manuale
Struttura estremamente robusta
Ermetica per fornire protezione contro l'ingresso di liquidi e sporco

Dati tecnici

Dimensioni esterne	405x515x200 ± 5 mm
Dimensioni interne	355x475x180 ± 5 mm
Materiali	PP, PE

Dotazione di serie

DG03100 – MANICO LARINGO ADULTO
DG05001 – C-BLADE LAMA MACINTOSH MIS. 1
DG05002 – C-BLADE LAMA MACINTOSH MIS. 2
DG05003 – C-BLADE LAMA MACINTOSH MIS. 3
BG02041 – PRO B-LIFE ADULTO CON VALVOLA E MASCH. MIS 4
RM10892 – CUFFED MASK MIS 3
FG00607 – MAGILL PINZA GUIDATUBI PEDIATRICA
OX20120 – OXYMASK 50 MASCH. MEDIA CONC. ADULTO
DG02110 – DGX 110 – FONENDOSCOPIO NERO
IF00150 – IFX 50 LACCIO EMOSTATICO
ST00630 - HT TELO ISOTERMICO ADULTO
FG00605 - MAGILL PINZA GUIDA TUBI ADULTO
BS04011 - BURN S (BA) 10 X 10 CM - BURN STOP DRESSING
RM30400 – TIRALINGUA YOUNG
PR00308 – RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FLUSSIMETRO 15l/m
OX10020 – BOMBOLA OSSIGENO UNI 2 LT.
RV71150 - B-VAC – ASPIRATORE MANUALE
CB02030 – T2 BAG
DG00603 - UNIVERSAL - FORBICI BOTTONUTE MANICO NERO
RM10321 - GUEDEL – CANNULA MONOUSO 60 MM
RM10322 - GUEDEL - CANNULA MONOUSO 70 MM
RM10323 - GUEDEL - CANNULA MONOUSO 80 MM
DG08062 - DGX 062 – PEN LIGHT BLU S/BATT
DG01410 - DGX 410 SFIGMO ANEROIDE CON BRACCIALE ADULTO

DM marcati CE in accordo alla dir. 93/42/CEE

PRO KDX – VALIGIA DI RIANIMAZIONE
A TENUTA STAGNA
CB06073C



Rev.1 (03/10/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it