

## PARAMEDIC

### Sac professionnel



Sac professionnel idéal pour le rangement des dispositifs de secours et équipement diagnostique et accessoires annexes.

#### Caractéristiques spécifiques

Structure interne semi-rigide et amovible  
 Compartiment central avec fermeture éclair 280x60x80 mm  
 3 poches coté interne dont deux avec poche filet  
 Bande élastique permettant de retenir des petits accessoires  
 Inserts rétro réfléchissants pour augmenter la visibilité  
 Poignée de portage et bandoulière

#### Données techniques

Dimensions	360x200x130 ± 10mm
Longueur bandoulière	Max 125 cm
Poids	650 ± 20 g
Matériaux	Nylon, PVC

PARAMEDIC – SAC PROFESSIONNEL  
 (VIDE)  
 CB07002A

Rev.0 (09/08/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)