

PARAMEDIC

Borsa di soccorso



Borsa professionale ideale per ordinare il materiale di soccorso e gli accessori.

Caratteristiche specifiche

Struttura interna semirigida staccabile

Comparto con chiusura a zip e finestra trasparente ricavato nel punto di unione tra la parte superiore e inferiore (dimensione approssimativa del comparto 280x60x80 mm)

3 tasche sul lato interno della patta superiore di cui due a rete. Al di sopra di una delle due tasche a rete è cucita una fascia elastica per fissare al meglio piccoli accessori

Elemento estraibile in tessuto con inserti strap per il fissaggio di piccole sacche

Inserti rifrangenti per aumentarne la visibilità

Maniglia e tracolla per agevolare il trasporto

Dati tecnici

Dimensioni	360x200x130 ± 10mm
Lunghezza tracolla	Max 125 cm
Peso	650 ± 20 g
Materiali	Nylon, PVC

PARAMEDIC R - BORSA VUOTA CON
SCRITTA INGLESE
CB07002A

Rev.1 (18/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it