


## RESPONSE

### Bolsa multiusos para emergencias



Bolsa profesional ideal para ordenar los materiales de emergencia y accesorios, que se caracteriza por un rápido acceso a los contenidos gracias a los compartimentos independientes.

#### Características específicas

Parte rígida inferior dedicada a la fijación de un cilindro de oxígeno a través de 3 correas y que permite almacenar diferentes accesorios.

Espacio superior con acceso desde arriba a través de la solapa con cremallera doble

2 correas elásticas para almacenar accesorios en el lado interior de la solapa

1 correa elástica y un bolsillo grande con cierre Strap en el lado interior del compartimiento superior.

Ventana transparente en el exterior con acceso desde el interior

La bandolera y las pegas facilitan el transporte

Fondo recubierto en el lado exterior

#### Detalles técnicos

Dimensiones	480x260x320 ± 10 mm
Volumen	23 ± 0,5 l
Largo bandolera	Hasta 100 cm
Peso	1,99 ± 0,1 kg
Materiales	Nylon, PVC, PE

RESPONSE – BOLSA MULTIUSOS PARA EMERGENCIAS ROJA  
CB07011A

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)