


## RESPONSE

### Borsa multiuso di soccorso



Borsa professionale ideale per ordinare il materiale di soccorso e gli accessori, caratterizzato da un accesso veloce al contenuto grazie agli scomparti indipendenti.

#### Caratteristiche specifiche

Contenitore rigido nella parte inferiore dedicato al fissaggio di una bombola tramite 3 fasce strap e ad alloggiare accessori.

Comparto superiore con accesso dall'alto tramite patta con doppia chiusura a zip

2 fasce elastiche per alloggiare accessori sul lato interno della patta di chiusura

1 fascia elastica e ampia tasca con chiusura strap sul lato inferiore del comparto superiore.

Finestra trasparente sul lato esterno con accesso dall'interno

La tracolla e le maniglie agevolano il trasporto

Fondo rivestito sul lato esterno

#### Accessori di serie

2 borse Matrix – Gialla portafiale e Arancio dedicata all'infusione

#### Dati tecnici

Dimensioni	480x260x320 ± 10 mm
Dimensioni vorse	310x190x80 ± 10 mm
Volume	23 ± 0,5 l
Lunghezza tracolla	Fino a 100 cm
Peso borsa	1,99 ± 0,1 kg
Peso 1 borsa Matrix	380 g
Materiali	Nylon, PVC, PE, EVA

PRO RESPONSE - BORSA PROF.  
SOCCORSO C/2 SACCHE K  
CB07021A

Rev.0 (05/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)