


LIFE BAG 1

Borsa per emergenza



Borsa professionale ideale per ordinare il materiale di soccorso e gli accessori, caratterizzato da un accesso veloce al contenuto grazie agli scomparti indipendenti.

Caratteristiche specifiche

Dotata di maniglie e tracolla staccabile

Scomparto centrale con fascia imbottita per suddividere il compartimento principale adattandolo ai dispositivi che si desiderano alloggiare

La patta superiore è dotata di fasce elastiche per un'organizzazione ottimale del contenuto

2 Scomparti laterali con chiusura a zip

Fondo rinforzato con tessuto in PVC

Dati tecnici

Dimensioni 380x200x250 mm

Volume totale 15 ± 0,5 l

Lunghezza tracolla Fino a 120 cm

Peso 720 ±10 g

Materiali Nylon, PVC

LIFE BAG 1 - BORSA PER EMERGENZA

CB07030A

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it