

## LIFE BAG 3

Borsa professionale per l'emergenza



Borsa professionale ideale per ordinare il materiale di soccorso e gli accessori, caratterizzato da un accesso veloce al contenuto grazie agli scomparti indipendenti.

### Caratteristiche specifiche

Dotata di maniglie e tracolla

Scomparto centrale con divisore adattabile e patta superiore con fasce elastiche per l'alloggiamento di accessori

Scomparti laterali con chiusura a zip, patte apribili a 90° per facilitare l'accesso al contenuto e fasce elastiche per l'alloggiamento di fiale e accessori

Negli scomparti laterali, sono ricavate pratiche tasche a rete

L'imbottitura garantisce buona protezione del contenuto

### Dati tecnici

Dimensioni 400x260x210 mm

Volume 19 l

Peso 920 g

Materiali Nylon, PVC

LIFE BAG 3 - BORSA PROFESSIONALE PER EMERGENZA

CB07050A

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)