

Emergency

Borsa di soccorso



Comoda borsa dotata di tutto l'occorrente per un approccio completo alla prima rianimazione

Caratteristiche specifiche

Elevata trasportabilità grazie alla tracolla
 Alta visibilità grazie alle bande rifrangenti
 Compatta e pratica da utilizzare
 Collocazione del contenuto logica e ordinata grazie alla suddivisione rigida del comparto principale
 2 tasche laterali con chiusura a zip
 Fondo rinforzato

Dotazione

FG00605A	Pinza guida tubi Magill
DG02110B	Fonendoscopio nero
ST00630A	HT Telo isothermico adulto
IF00150C	IFX50 Laccio emostatico
OX20130A	OXX30 Tubo O ₂ antischiacciamento
RM10892A	Cuffed mask mis.3
RM10893A	Cuffed mask mis.4
RM30700A	Apribocca elicoidale Moulder
OX10005E	Bombola O ₂ 0,5l
PR00304B	Riduttore di pressione
RM30400A	Young Tirlingua in acciaio
DG00603A	Universal forbici bottonute
DG01411C	Sfigmomanometro
RM10321A	Cannule Guedel monouso mis.1
RM10322A	Cannule Guedel monouso mis.2
RM10323A	Cannule Guedel monouso mis.3
RM10324A	Cannule Guedel monouso mis.4
RV71120B	RES-Q-VAC Aspiratore di secreti manuale
BG02007A	Pro-B-Life Pallone PVC monouso
DG08062D	DGX062 Pen Light blu s/batt

Dati tecnici

Dimensioni	490x230x220 mm
Materiale borsa	Nylon
Peso sola borsa	730 g
Peso del kit	4,8 kg
Standard connessione bombola	UNI
Pressione in uscita del riduttore	3,5 bar
Flusso in uscita del riduttore	6 l/min
Lunghezza tubo antischiacc.	2,1 m
Vuoto massimo aspiratore	300 mmHg
Flusso massimo aspiratore	22 l/min
Volume pallone	2500 ml
Taratura valvola sovrap. pallone	60 mbar

EMERGENCY – BORSA DI SOCCORSO
 COMPLETA
 CB08000A



Rev.1 (05/11/2014)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it