

SMART

Borsa per emergenza pediatrica completa



Borsa dedicata al soccorso dei bambini, caratterizzata da una struttura semirigida perimetrale che consente un miglior contenimento dei dispositivi.

Caratteristiche specifiche

- Tessuto in PVC semplice da igienizzare
- Tracolla e maniglia di trasporto per migliorare la portabilità
- Chiusura a zip che consente apertura a 180°
- Tasca in PVC trasparente sul lato interno della patta superiore su cui sono cucite ulteriori 3 tasche a rete

Dati tecnici

Dimensioni	540x210x340 ± 10mm
Peso vuota	1,44 ± 0,1 kg
Materiali	PVC, Nylon

Accessori di serie

BG08101A	CO-B-LIFE PALLONE PVC PED. C VALV.SOVR.
CB04140B	K1 - Sacca Matrix ventilazione blu
CB04141B	K2 - Sacca Matrix ventilazione verde
CB04142B	K3 - Sacca Matrix portafiale giallo
CB04143B	K6 - Sacca Matrix portafiale rosso
CB04145B	K5 - Sacca Matrix per infusione arancio
DG00603A	Universal - forbici bottonute manico nero
DG01414C	DGX 414 - Sfigmo.aner. 2 tubi pediat.blu
DG02280D	DGX 280 - stetoscopio pediatrico azzurro
DG03101A	L-HANDLE - Manico laringo luce trad. pediat
DG05000A	C-BLADE - Lama macintosh mis.0
DG05001A	C-BLADE - Lama macintosh mis.1
DG05002A	C-BLADE - Lama macintosh mis.2
DG08062D	DGX 062 - Pen light blu plastica s/batterie
DG10210E	DGX 210 - Termometro elettronico
DG50301C	DGX 31 - Mandrino deformabile pediatrico
DG80545K	C-F - Tubo endotracheale sterile cuffiato mis.4,5
DG80550K	C-F - tubo endotracheale sterile cuffiato mis.5
DG80555K	C-F - tubo endotracheale sterile cuffiato mis.5,5
DG80560K	C-F - tubo endotracheale sterile cuffiato mis.6
FG00607A	MAGILL - Pinza guida-tubi pediatrica 200 mm.
FG08810A	EXELL - Cuneo apribocca in silicone
GM02101K	10x S-G - Compr. garza sterile 10x10cm busta 25 pz
GM02225K	T-PLASTER - Rocchetto cerotto tela 2,5 cm x 5 m
GM02410K	G-BANDAGE - Benda di garza 10 cm x 5 m

Accessori di serie

GM03020K	4x GMX 02 - Siringa sterile monouso 2,5 ml
GM03050K	4x GMX 05 - Siringa sterile monouso 5 ml
GM03100K	4x GMX 10 - Siringa sterile monouso 10 ml
GM03607K	SAF - Benda autoaderente flessibile 7 cm x 6,3
IF00100C	TIV - Laccio emostatico automatico
IF00150C	IFX 50 - Laccio emostatico
IF00426A	SPENCER ICE PACK - ghiaccio istant. pe
IF00610E	4x IFX 10 - Deflussore per infusione
IF00719E	4x IFX 19 - Ago farfalla sterile ch 19
IF00721E	4x IFX 21 - Ago farfalla sterile ch 21
QC19101B	NEC UP - Collare multimisura pediatrico
RM10320A	GUEDEL - Cannula monouso 50 mm
RM10321A	GUEDEL - Cannula monouso 60 mm
RM10322A	GUEDEL - Cannula monouso 70 mm
RM10889A	2x Cuffed mask mis.0 senza valvola
RM10890A	2x Cuffed mask mis.1 senza valvola
RM10891A	2x Cuffed mask mis.2 senza valvola
RM30400A	YOUNG - Tirlingua in acciaio inox
ST00621A	2x HT - telo isoteramico pediatrico 140X90 cm

DM Marcati CE in accordo alla dir. 93/42/CEE

SMART KIT - KIT PEDIATRICO COMPLETO

CB08101B

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it