

## BLUE BAG 4

### Zaino portabombola



Blue bag 4 è uno zaino capiente, utilizzabile anche come borsa, appositamente studiato per il trasporto di una bombola.

#### Caratteristiche specifiche

- Vano anteriore con apertura integrale a zip dotato di due sacche staccabili, due fasce elastiche e 3 tasche con chiusura strap per l'alloggiamento di accessori
- Vano principale con chiusura a zip con imbottiture sul lato dorsale appositamente sagomante per alloggiare una bombola fino a 3 litri di capacità. Il fissaggio della bombola avviene grazie a due fasce strap regolabili
- Tasca laterale con chiusura a zip
- Inseri rifrangenti per aumentare la visibilità
- Schienale imbottito per aumentare il comfort del soccorritore
- Nello schienale è ricavato uno scomparto in PVC nel quale è possibile inserire gli spillacci quando non utilizzati
- Maniglia di trasporto per migliorare la portabilità

#### Dati tecnici

Dimensioni massime	560x360x260 ± 10mm
Volume totale	43 ± 0,5 l
Numero sacche interne	2
Colori sacche	Giallo, Rosso
Materiali	Nylon, PVC
Peso	1200 ± 20g
Portata	15 kg

BLUE BAG 4 - ZAINO PORTABOMBOLA  
CB09001C

Rev.0 (23/06/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)