

## BLUE BAG 4

### Mochila para botella de oxígeno



Blue bag 4 es una mochila grande, también puede utilizarse como una bolsa, especialmente diseñada para el transporte de un cilindro de oxígeno

#### Características específicas

Compartimento frontal con cierre de cremallera con 2 bolsillos desmontables, 2 bandas elásticas y 3 bolsillos con cierre strap para almacenar los accesorios

Compartimento principal con cierre a cremallera con mullidos en la parte dorsal hechos específicamente para albergar un cilindro de hasta 3 litros de capacidad. La fijación del la botella está hecha por dos correas ajustables

Bolsillo lateral con cierre de cremallera

Inserciones reflectantes para aumentar la visibilidad

Respaldo acolchado para aumentar la comodidad del socorrista

En la parte posterior hay un bolsillo de PVC en la que se pueden colocar los tirantes cuando no están en uso

Asa de transporte para mejorar la portabilidad

#### Datos técnicos

Dimensiones máximas	560x360x260 ± 10mm
Volumen total	43 ± 0,5 l
Numero bolsas internas	2
Colores bolsas	Amarillo, Rojo
Materiales	Nylon, PVC
Peso	1200 ± 20g
Capacidad	15 kg

BLUE BAG 4 - Mochila para botella de oxígeno

CB09001C

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)