

# OXYPACK 1

## Portabombola



Portabombola studiato per il trasporto di bombole da 5 litri.

### Caratteristiche specifiche

- Tessuto in PVC semplice da igienizzare
- Tracolla regolabile per facilitare il trasporto
- Foro di passaggio tra i due vani per consentire l'accesso al flussimetro eventualmente collegato alla bombola.
- Tasca anteriore con chiusura a zip per riporre gli accessori destinati alla somministrazione di ossigeno
- Vano principale imbottito per proteggere il contenuto e rendere più confortevole il trasporto.

### Dati tecnici

Diametro comparto bombola	150 ± 10 mm
Altezza	640 ± 10 mm
Dimensioni sacca a riposo <sup>Vuota</sup>	650x275x80mm circa
Dimensioni tasca	370x130x80 ± 10mm
Tracolla regolabile	Da 60 a 120 ± 5 cm
Peso	610 ± 10 g

**OXYPACK 1 - PORTABOMBOLA**  
**IN PVC PER BOMBOLA 5 L**  
**CB09005A**

Rev.1 (05/12/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)