

OXYPACK 1

Portabombola



Portabombola studiato per il trasporto di bombole da 5 litri.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC semplice da igienizzare
 Tracolla regolabile per facilitare il trasporto
 Foro di passaggio tra i due vani per consentire l'accesso al flussimetro eventualmente collegato alla bombola.
 Tasca anteriore con chiusura a zip per riporre gli accessori destinati alla somministrazione di ossigeno
 Vano principale imbottito per proteggere il contenuto e rendere più confortevole il trasporto.

Dati tecnici

Diametro comparto bombola	150 ± 10 mm
Altezza	640 ± 10 mm
Dimensioni sacca a riposo ^{Vuota}	650x275x80mm circa
Dimensioni tasca	370x130x80 ± 10mm
Tracolla regolabile	Da 60 a 120 ± 5 cm
Peso	610 ± 10 g

OXYPACK 1 - PORTABOMBOLA
IN PVC PER BOMBOLA 5 L
CB09005A

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it