

## TANKER

Portabombola per sponda barella



Portabombola con tracolla studiato per l'ancoraggio alle spondine di barelle Spencer.

### Caratteristiche specifiche

Corpo in polietilene robusto e semplice da igienizzare

Tracolla regolabile per agevolare il trasporto

Il dispositivo può essere ancorato alla spondina della barella utilizzando il supporto dedicato venduto separatamente

I fori presenti nella struttura consentono la visualizzazione e la regolazione di quanto installato sulla bombola (manometro, valvole, flussimetri)

Progettato per contenere una bombola da 2L con valvola riduttrice

### Accessori opzionali

CB09028C-SUPPORTO FISS. TANKER PER SAFE BAR

CB09026C-SUPPORTO FISS. SPONDINA TANKER

### Dati tecnici

Dimensioni	430x180x160 ± 5 mm
Profondità	390mm <small>compreso spazio valvola</small>
Diametro interno	115 mm
Materiali	PE, Nylon
Peso	950 ± 10g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

TANKER PORTAB. GIALLO PER  
FISSAGGIO SPONDA BARELLA

**CB09025C**

Classificazione CND



V9099

Rev.1 (26/01/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)