

## SUPPORTO TANKER

Per spondina Safe Bar



Supporto per portabombola Tanker dedicato all'uso con le spondine Safe Bar.

### Caratteristiche specifiche

Corpo in polietilene robusto e semplice da igienizzare

Semplice da installare

Il portabombola si ancora facilmente inserendone i piedini negli appositi fori e agendo sul sistema di blocco con disinserimento a pulsante.

### Dati tecnici

Dimensioni	350x165x100 ± 5 mm
Materiali	PE, Nylon, Acciaio
Peso	580 ± 10g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SUPPORTO FISSAGGIO TANKER  
PER SAFE BAR

**CB09028C**

Classificazione CND



V9099

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)