

OXYPACK S

Porta tanque de oxígeno para camilla



Porta balón de oxígeno diseñado para el transporte de tanques de oxígeno de 5 litros colgados a la camilla.

Características específicas

- Hoja de PVC fácil de limpiar
- Correa de hombro ajustable para facilitar el transporte
- Agujero entre los dos compartimentos para permitir el acceso a un caudalímetro que pueda conectarse al tanque de oxígeno
- Bolsillo frontal con cremallera para almacenar los accesorios utilizados para la administración de oxígeno
- Compartimento principal acolchado para proteger el contenido y permitir un transporte más cómodo
- Hebillas de liberación rápida para fijación a la camilla

Datos técnicos

Diámetro espacio para el tanque	150 ± 10 mm
Dimensiones bolsa ^{Vacia}	650x275x80mm aprox
Dimensiones bolsillo	370x130x80 ± 10mm
Longitud de la correa de hombro	De 60 a 120 ± 2 cm
Capacidad	6 Kg
Peso	760 ± 10 g

**OXYPACK S – PORTA TANQUE
DE OXÍGENO PARA CAMILLA
CB09036A**

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it