

BLUE BAG 2

Borsa professionale



Borsa professionale ideale per alloggiare i principali dispositivi destinati alla misurazione dei parametri vitali.

Caratteristiche specifiche

- Tasca frontale con chiusura a zip
- Due tasche laterali con chiusura a zip
- Tasca superiore con chiusura a zip
- Comparto principale con chiusura a zip e dotato di:
 - 5 sacche interne di colori differenti con chiusura a zip e finestra trasparente
 - Tasca con chiusura a zip sul lato interno della patta anteriore
 - Separatore interno caratterizzato da un lato in tessuto per il fissaggio delle sacche interne e uno con 3 compartimenti trasparenti con chiusura a zip. Tra i due lati è ricavato un comparto per alloggiare ulteriori accessori.
- Comparto principale imbottito per offrire la massima protezione al contenuto
- Tasca sul lato posteriore con chiusura strap
- Massima portabilità grazie alla maniglia e alla tracolla staccabile
- Inserti rifrangenti aumentano la visibilità

Dati tecnici

Dimensioni	390x210x340 ± 10mm
Volume	20 ± 0,5 l
Lunghezza tracolla	Da 65 a 100cm
Numero sacche	5
Colori sacche	Verde, arancio, rosso, giallo, blu
Materiali	Nylon, PVC
Peso	1020 ± 20g

BLUE BAG 2 - PROFESSIONAL BAG
CB09601C

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it