

FLASH 15

Kit 4 borse Blue Bag



Kit costituito da 4 borse Blue Bag, dedicato a chi desidera un corredo completo per riporre in modo ordinato e trasportare l'equipaggiamento normalmente impiegato durante il primo soccorso.

Caratteristiche specifiche

Il kit comprende un marsupio, una borsa multiuso, una borsa professionale e una borsa/zaino portabombola
 Inserti rifrangenti per aumentare la visibilità
 Chiusure a zip per un rapido accesso al contenuto
 Realizzate in materiale estremamente resistente

Dati tecnici

Materiali	Nylon, PVC
Peso del kit	3,62 ± 0,2 kg

FLASH 15 - KIT 4 BORSE BLUE BAG
CB09603C

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it