


Command

Zaino speciale per squadre di Vigili del Fuoco



Zaino progettato per l'utilizzo da parte di squadre dei vigili del fuoco, ideale per alloggiare al suo interno la sospensiva o una bombola di ossigeno.

Caratteristiche specifiche

- Maniglia di trasporto fissata su rinforzo in alluminio
- La forma a parallelepipedo consente di sfruttare al massimo gli spazi e di massimizzare il volume
- 2 tasche laterali con chiusura a zip. Al loro interno, superfici strap consentono il fissaggio delle sacche R Series
- Vano centrale dotato di 4 tasche a rete laterali e cinghie di fissaggio per la bombola
- Nella patta anteriore sono ricavate due tasche con chiusura a zip per l'alloggiamento di accessori
- Spallacci regolabili imbottiti
- Cintura lombare regolabile distribuire meglio il carico sull'operatore
- Schienale con rinforzi in alluminio
- Inseri rifrangenti aumentano la visibilità
- Fondo con rivestimento in PVC per limitare la permeabilità dello zaino quando appoggiato a terra

Accessori di serie

Sacche R-Series

CB90003	Sacca R1 – Indicata per Intubazione
CB90005	Sacca R2 – Indicata per ventilazione
CB90002	Sacca R3 – Indicata come portafiale
CB90004	Sacca R4 – Indicata per infusione

Dati tecnici

Dimensioni	300x400x530 mm
Peso senza sacche	2,45 ± 0,1 kg
Peso con sacche	3,50 ± 0,2 kg
Volume	44,5 l
Materiali	Nylon, PVC, Al
Portata	20 kg
Dimensioni massime bombole	ø220x470 ± 30 mm
Compatibile con bombole Spencer fino a 2L	

COMMAND - ZAINO ROSSO SPECIALE VV.FF. C/4 SACCHE
CB90001C

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it