

R SERIES

Sacca Portafiale R3



Sacca ideata per l'utilizzo con zaini o borse Spencer dotati di fasce strap. Può essere utilizzata anche separatamente ed è ideale all'impiego come portafiale.

Caratteristiche specifiche

Fascia strap sul lato posteriore per il fissaggio della sacca all'interno di zaini o borse Spencer

Finestra trasparente sul lato anteriore per inserire informazioni utili sul contenuto

Maniglia di trasporto

Due tasche interne trasparenti con chiusura a zip offrono ottima suddivisione degli spazi e consentono di visualizzare il contenuto

Divisore portafiale imbottito per una miglior protezione durante il trasporto

Dotato di tensionatori per permettere un fissaggio sicuro delle fiale in relazione al loro numero e dimensione

Dati tecnici

Dimensioni	220x230x95 mm
Peso	270 g
Materiali	Nylon, PVC
Fiale alloggiabili	22 piccole nelle fasce con tensionatore 14 medie sul lato opposto

R 3 - SACCA PORTAFIALE ARANCIO
CB90002A

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it