


Command

Zaino speciale per squadre di Vigili del Fuoco



Zaino progettato per l'utilizzo da parte di squadre dei vigili del fuoco, equipaggiato con i presidi sanitari e le attrezzature richieste dalla lettera circolare dell'Ufficio Sanitario prot. n. 1607/5601/TPSS.

Caratteristiche specifiche

- Maniglia di trasporto fissata su rinforzo in alluminio
- La forma a parallelepipedo consente di sfruttare al massimo gli spazi e di massimizzare il volume
- 2 tasche laterali con chiusura a zip. Al loro interno, superfici strap consentono il fissaggio delle sacche R Series
- Vano centrale dotato di 4 tasche a rete laterali e cinghie di fissaggio per la bombola
- Nella patta anteriore sono ricavate due tasche con chiusura a zip per l'alloggiamento di accessori
- Spallacci regolabili imbottiti
- Cintura lombare regolabile distribuire meglio il carico sull'operatore
- Schienale con rinforzi in alluminio
- Inseri rifrangenti aumentano la visibilità
- Fondo con rivestimento in PVC per limitare la permeabilità dello zaino quando appoggiato a terra

Dotazione di serie

OX20104	OXYMASK 150 – masch. Alta conc. Adulto c/reservoir
TA09012	FLEX MASK – Maschera bocca a bocca c/box
DR10382	GUANTI STERILI MONOUSO (5pz)
DG01436	D-DGX 410 SFIGMOMANOMETRO ADULTO
GM02101	S-G – Busta 25 compresse garza sterile 10x10cm (10pz)
GM03225	S-PLASTER –Rocch. cerotto seta 2,5cm x 9,14m (2pz)
GM02410	G-BANDAGE –Benda di garza 10cm x 5 m (2pz)
GM00300	GMX300 – Pinzetta monouso sterile (2pz)
ST00630	HT – Telo isothermico adulto 220x160cm (5pz)
IF00430	GHIACCIO Istantaneo IN PE (2pz)
DG02111	D-DGX110 FONENDOSCOPIO
IF00101	D-TIV – Laccio emostatico automatico (3pz)
GM03011	Tampobenda 8x10cm (2pz)
GM20001	Sacchetto raccolta parti anatomiche
GM04241	Soluzione cutanea iodopovidone 10% 125ml
RV71150	B-VAC –Aspiratore di secreti manuale

QC19100	NEC UP – Collare multimisura adulto
QC19101	NEC UP – Collare multimisura pediatrico
GM04021	SSP – CEROTTI STRIP 20PZ VARIE MISURE (2pz)
GD02060	MATCH 3 – Forbice multiuso (2pz)
BG08000	CO-B-LIFE – Pallone PVC adulto c/sovr.
BG03091	SACCA RESERVOIR PER PALLONE
DG10210	DGX210 – Termometro elettronico
RM10311	GUEDEL – Kit cannule 8 misure
GM04245	Soluzione fisiologia 0,9% 500cc (2pz)
GM20000	Sacchetto raccolta rifiuti sanitari (2pz)
GM02111	Telo in TNT sterile (2pz)
OX10022	Bombola 2lt c/rid. e flussimetro integrato
GM03007	NET-B –Benda a rete cal.7 torace e addome
GM02510	GMX510 – Cotone idrofilo 100g
GM02103	S-G – Compressa garza sterile 18x40 cm (2pz)
RM10901	CUFFED MASK – Mis. 1 con valvola
RM10922	D-CUFFED MASK – Mis. 2 con valvola
RM10923	D-CUFFED MASK – Mis. 3 con valvola
RM10924	D-CUFFED MASK – Mis. 4 con valvola
CCI5227	Manuale procedure operative standard TPSS VV.F.

Dati tecnici

Dimensioni	330x450x510 ± 30mm
Peso complessivo	13,4 ± 0,1 kg
Volume	44,5 l
Materiali	Nylon, PVC, Al
Portata	20 kg

DM Marcati CE in accordo al Reg. 2017/745/UE

COMMAND - ZAINO ROSSO SPECIALE VV.FF. COMPLETO

CB90006C

Rev.1 (20/12/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it