


## Command

### Zaino speciale per squadre di Vigili del Fuoco



Zaino completo dei dispositivi principali utilizzati dalle squadre dei Vigili del fuoco.

#### Caratteristiche specifiche

Maniglia di trasporto fissata su rinforzo in alluminio  
 La forma a parallelepipedo consente di sfruttare al massimo gli spazi e di massimizzare il volume  
 2 tasche laterali con chiusura a zip. Al loro interno, superfici strap consentono il fissaggio delle sacche R Series  
 Vano centrale dotato di 4 tasche a rete laterali e cinghie di fissaggio per la bombola  
 Nella patta anteriore sono ricavate due tasche con chiusura a zip per l'alloggiamento di accessori  
 Spallacci regolabili imbottiti  
 Cintura lombare regolabile distribuire meglio il carico sull'operatore  
 Schienale con rinforzi in alluminio  
 Inserti rifrangenti aumentano la visibilità  
 Fondo con rivestimento in PVC per limitare la permeabilità dello zaino quando appoggiato a terra

#### Dotazione

CB90003	Sacca R1 – Indicata per Intubazione
CB90005	Sacca R2 – indicata per ventilazione verde
CB90002	Sacca R3 – Indicata come portafiale
CB90004	Sacca R4 – Indicata per infusione
OX20104	OXYMASK 150 masch. Alta conc. Adulto
TA09010	FLEX MASK MASCHERA BOCCA A BOCCA
DR10380	Guanti nitrile sterile monouso
DR20200	PRO E OCCHIALI PROT. IN POLIC.
GM02101	S-G COMPR GARZA STERUKE
GM03225	S-PLASTER RICCHETTO CEROTTO SETA 2,5CM
GM02410	G BANDAGE BENDA DI GARZA 10CM X 5 M
GM00300	GMX300 PINZETTA MONOUSO STERILE
ST00630	HT Telo ISOTERMICO ADULTO
IF00426	SPENCER ICE PACK
DG01415	DGX415 SFIGMO 2 TUB C FONENDO
IF00100	TIV LACCIO EMOSTATICO
GM03011	TAMPOBENDA 8X10CM
GM20001	SACCHETTO RACCOLTA ARTI
GM04241	Soluz. iodopovidone

#### Dotazione

RV71150	B-VAC ASPIRATORE MANUALE
QC19100	NEC UP COLLARE MULTIMISURA AD,
GM04021	SSP CEROTTI STRIP 20PZ VARIE MIS.
QC19101	NEC UP COLLARE MULTIMISURA PED.
GD02060	MATCH 3 FORB. CROM
BG08000	CO-B-LIFE PALLONE PVC AD. C/SOVR
TA09044	VAVLOLA CON FILTRO PER FLEX MASK
DG01210	DGX210 – TERMOMETRO ELETTRONICO
RM10311	GUEDEL KIT CANNULE 8 MISUREGC
BG03091	SACCA RESERVOIR
GM04243	SOLUZIONE FISIOLGICA 0,9% IN SACCA 500CC
GM20000	SACCHETTO MONOUSO RACCOLTA RIFIUTI
GM02111	TELO IN TNT STERILE
GM03007	NET B BENDA A RETE CAL7
GM02510	GMX510 COTONE IDROFILO IN SACCHETTI DA 100g
GM02103	S-G COMPRESSA GARZZA STERILE
RM10901	CUFFED MASK MIS.1
RM10902	CUFFED MASK MIS.2
RM10903	CUFFED MASK MIS.3
RM10904	CUFFED MASK MIS.4
CCI5227	Manuale procedure operative standard TPSS VV.F

#### Dati tecnici

Dimensioni	300x400x530 mm
Volume	44,5 l
Materiali	Nylon, PVC, Al
Portata	20 kg
Dimensioni massime bombole	ø220x470 ± 30 mm
Compatibile con bombole Spencer fino a 2L	

COMMAND - ZAINO ROSSO SPECIALE VV.FF. S/BOMB E RID  
 CB90008C

Rev.0 (04/03/2019)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)