

## CROSS UP 8409

### Camilla con manijas telescópicas



El colchón mostrado en la imagen se vende por separado

Cross Up 8409 es una camilla para recuperación y transporte de pacientes, que se puede utilizar sola o conjuntamente a su carro dedicado que permite su anclaje seguro al interior de la ambulancia.

#### Características específicas

|  |
|--|
| Plataforma en polietileno de fácil limpieza                    |
| Respaldar ajustable  |
| Manijas telescópicas   |
| Apta para uso con carro Cross Up 8409                          |
| Ligero y robusto   |
| Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>                        |
| Ruedas $\varnothing$ 100 mm para aumentar la fluidez de manejo |
| Posición anti-shock Trendelenburg                              |

#### Accesorios estandar

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| ST70002A | Cinturones 2 pz metal reflex negra |
|----------|------------------------------------|

#### Accesorios opcionales

|          |  |
|----------|--|
| CR00007E | Carro Cross Up 8409                                      |
| CR00008E | Carro Cross Up 8409 Twist                                |
| CR60003E | Carro Cross Up 8409 Cert. 10G                            |
| CR60004E | Carro Cross Up 8409 Twist Cert. 10G                      |
| ST70000A | Colchón anatómico QMX/777                                |
| IF01043B | Portasuero TRACK 4                                       |
| ST00497B | DNA STRAP cint. c/enrollador integrado                   |
| ST00498B | DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado          |
| CB09028C | Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i> |
| ST00491A | STX 90 reposacabeza telescópico para camillas            |

#### Datos Técnicos

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ancho                         | 560 $\pm$ 10 mm      |
| Longitud con manijas abiertas | 1970 $\pm$ 10 mm     |
| Longitud con manijas cerradas | 2500 $\pm$ 10 mm     |
| Posiciones respaldar          | 5                    |
| Ruedas                        | $\varnothing$ 100 mm |
| Longitud barrandilla          | 680 mm               |
| Alto barrandilla              | 200 mm               |
| Material                      | Al, Acero inox, PE   |
| Peso                          | 21 kg                |
| Capacidad de carga            | 250 kg               |

DM di clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

Camilla CROSS UP 8409 T

CR00010E

Clasificación CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)