

CROSS UP 8409

Nosze z rączkami teleskopowymi



Materac pokazany na zdjęciu sprzedawany jest osobno.

Cross Up 8409 to nosze do zaopatrzenia i transportu pacjentów, mogą być używane samodzielnie lub w zestawie z dedykowanym transporterem. Transporter umożliwia bezpieczne zamocowanie noszy w ambulansie.

Cechy charakterystyczne

- łatwa w czyszczeniu deska polietylenowa
- Regulowane oparcie
- Rączki teleskopowa
- Mogą być stosowane z transporterem Cross Up 8409
- Lekkie i wytrzymałe
- Składane poręcze boczne *Safe bar*
- kółka $\varnothing 100$ mm dla ułatwienia wjazdu do ambulansu
- Pozycja Trendelenburga

Wyposażenie standardowe

ST70002A 2 pasy Black, sprzączki metalowe, odblaski

Akcesoria

CR00007E	Transporter Cross Up 8409
CR00008E	Transporter Cross Up 8409 Twist
CR60003E	Transporter Cross Up 8409 Cert. 10G
CR60004E	Transporter Cross Up 8409 Twist Cert. 10G
ST70000A	Materac anatomiczny PCV QMX/777
IF01043B	Statyw do IV TRACK 4
ST00497B	Pasy DNA strap, samowijalne
ST00498B	Pasy DNA strap samowijalne, piersiowe
CB09028C	Mocowanie butli tlenowej Tanker
ST00491A	STX 90 - zagłówek teleskopowy

Dane techniczne

Szerokość	560 ± 10 mm
Długość - rączki złożone	1970 ± 10 mm
Długość - rączki rozłożone	2500 ± 10 mm
Ilość pozycji oparcia	5
kółka	$\varnothing 100$ mm
Długość poręczy bocznych	680 mm
Wysokość poręczy bocznych	200 mm
Materiały	Al, Stal, PE
Waga	21 kg
Ładowność	250 kg

Klasa I Urz. Med. Zgodnie z Dir. 93/42/CEE

CROSS UP STRETCHER 8409 T

CR00010E

Klasyfikacja CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it